

## 2. Kruhové výseky z filtračního papíru ze skleněných mikrovláken

### 2.1 Kruhové výseky z filtračního papíru ze skleněných mikrovláken

typ	střední velikost pórů v mikrometrech	plošná hmotnost	balení	příklady použití	jed.	průměr v mm
<b>Z4</b>	4,5	65	krabíčka po 100 ks	- čištění kapalin - rozbory znečištění vzduchu	krabíčka	10-30
						33-50
						55-65
						70-80
						90
						100
						110
						120
						125
						140
						150
						160
						180
						185
						200
						220
						230
						240
						250
						260
293						
300						
320						
330						
340						

<b>Z5</b>	3,5	65	krabíčka po 100 ks	- čištění roztoků pufrů - odstraňování sraženin - potravinářské filtrace	krabíčka	10-30
						33-50
						55-65
						70-80
						90
						100
						110
						120
						125
						140
						150
						160
						180
						185
						200
						220
						230
240						
250						
260						
293						
300						
<b>Z6</b>	3	65	krabíčka po 100 ks	- analýza sacharidů - filtrace buněk	krabíčka	10-30
						33-50
						55-65
						70-80
						90
						100
						110
						120
						125
						140
						150
						160
						180
						185
						200
						220
						230
240						
250						
260						
293						
300						

<b>Z7</b>	2,5	65	krabička po 100 ks	- <i>rozbory odpadních vod</i> - <i>vzorkování krve</i>	krabička	10-30
						33-50
						55-65
						70-80
						90
						100
						110
						120
						125
						140
						150
						160
						180
						185
						200
						220
						230
240						
250						
260						
293						
300						
<b>Z8</b>	1	80	krabička po 100 ks	- <i>filtrace proteinů stanovení plnidel a pigmentů</i> - <i>filtrace roztoků pro HPLC</i>	krabička	10-30
						33-50
						55-65
						70-80
						90
						100
						110
						120
						125
						140
						150
						160
						180
						185
						200
						220
						230
293						